



Cinderella Art

シンデレラ・アート

特許出願中

商標登録済

一般品

伝統のガラス工芸技術
×
新技術の融合

伝統的なガラス工芸の美しい「輝き」を
プラスチック成形の最新技術により再現





バイオ ピカリス 129パイ 350 B キリコ

サイズ: 129パイ×80

外食・専門店・ECサイトにおすすめ

※手で持ち運びやすい「くびれ形状」でテイクアウトメニューにピッタリ



〈いちごかき氷 約370g〉



〈抹茶かき氷 約440g〉



〈ゴロゴロマンゴーかき氷 約470g〉



〈アイストッピングかき氷 約420g〉



〈しろくまちゃんかき氷 約560g〉



〈マロンパフェ 約300g〉



フタ: バイオカップ 129パイ FSL 1P50
〈和パフェ 約280g〉



フタ: バイオカップ 129パイ OC 1P50
〈ミニドーナツ 約190g〉



バイオ ピカリス 88パイ 200 B キリコ

サイズ: 88パイ×70

スーパーのデザートにおすすめ

※コンパクトでデザートの適正量目に見合ったサイズ感



フタ: バイオカップ 88パイ OC(UK)
〈フルーツコーヒージェリー 約180g〉



フタ: バイオ RP88-OC(A) シン
〈フルーツプリン 約190g〉



フタ: バイオカップ 88パイ OC(UK)
〈白玉クリームぜんざい 約180g〉



フタ: バイオカップ 88パイ OC(UK)
〈あんみつ 約200g〉



フタ: バイオ MA88-FC(16)
〈わらび餅 約220g〉



フタ: バイオ RP88-OC(A) シン
〈みたらし団子 約220g〉



本体 中皿
フタ: バイオ RP88-FC シン
中皿: バイオカップ 88パイ 中皿
〈シリアルヨーグルト 約160g〉




フタ: バイオカップ 88パイ OC(UK)
〈カットフルーツ 約160g〉

■ 形状見本
一般品


バイオ ピカリス 129パイ 350 B

New



バイオ ピカリス 88パイ 200 B

New





■ 対応中皿 見本




■ 受注生産


バイオ キラリス 101パイ 390 B



■ 対応中皿 見本



バイオ キラリス 15-55 B



■ バイオ ピカリス シリーズ 製品規格一覧表 一般品

品名	サイズ	材質	袋入数	ケース入数	キリコ	クリアー	クリアー防曇	備考
					キリコ	クリアー	クリアー防曇	
New バイオ ピカリス 88パイ 200 B	88パイ×70	バイオPET	50	1,500	PBAC170			
バイオ デリカップ M101 中皿	88パイ×25	バイオPET	100	3,000			PBDM136	
バイオカップ 88パイ 中皿	88パイ×25	バイオPET	100	3,000		PBPM048		
New バイオカップ 88パイ OC(UK)	88パイ×24	バイオPET	50	1,500			PBPM052	内嵌合蓋
バイオカップ 88パイ TC 1P50	88パイ×8	バイオPET	50	3,000			PBPM049	外嵌合蓋
バイオ RP88-FC シン	88パイ×12	バイオPET	100	3,000			E76T431	外嵌合蓋
バイオ MA88-FC(16)	88パイ×14	バイオPET	100	3,000			E76T441	外嵌合蓋
バイオ RP88-OC(アサ) シン	88パイ×20	バイオPET	100	3,000			E76T411	外嵌合蓋
バイオ RP88-OC(A) シン	88パイ×23	バイオPET	100	3,000			E76T416	外嵌合蓋
バイオ M88-OC(24)	88パイ×30	バイオPET	100	3,000			E76T450	外嵌合蓋
バイオ SK88-OC シン	88パイ×30	バイオPET	100	3,000			E76T451	外嵌合蓋
バイオ RP88-OC(30)	88パイ×37	バイオPET	100	3,000			E76T419	外嵌合蓋
バイオ RP88-OC(45)	88パイ×52	バイオPET	100	3,000			E76T418	外嵌合蓋

品名	サイズ	材質	袋入数	ケース入数	キリコ	クリアー	クリアー防曇	備考
					キリコ	クリアー	クリアー防曇	
New バイオ ピカリス 129パイ 350 B	129パイ×80	バイオPET	50	750	PBAC380			
バイオカップ 129パイ OC 1P50	129パイ×27	バイオPET	50	1,500			PBPM282	外嵌合蓋
バイオカップ FG 320 FC 1P50	129パイ×13	バイオPET	50	1,500		PBPM287		外嵌合蓋
バイオカップ 129パイ FSL 1P50	129パイ×23	バイオPET	50	1,500			PBPM288	外嵌合蓋

■ バイオ キラリス シリーズ 製品規格一覧表 受注生産

品名	サイズ	材質	袋入数	ケース入数	キリコ	エッジ	クリアー	クリアー防曇	備考
					キリコ	エッジ	クリアー	クリアー防曇	
バイオ キラリス 101パイ 390 B	101パイ×85	バイオPET	25	250	P RTP010	P RTP011			
バイオカップ 101パイ 中皿	101パイ×25	バイオPET	100	2,500			PAPM190		
バイオカップ 101パイ TCL 1P50	101パイ×07	バイオPET	50	2,500				PBPM117	外嵌合蓋
バイオカップ AS 101パイ FC2 1P50	101パイ×15	バイオPET	50	1,250			PBPM153		外嵌合蓋
バイオカップ 101パイ OC 1P50	101パイ×20	バイオPET	100	2,500				PAPM118	外嵌合蓋
バイオカップ 101パイ OC2 1P50	101パイ×31	バイオPET	50	2,500				PBPM121	外嵌合蓋
バイオカップ 101パイ FSL 1P50	101パイ×20	バイオPET	50	2,500				PBPM119	外嵌合蓋

品名	サイズ	材質	袋入数	ケース入数	キリコ	カラット	金(防曇)	フチ黒(防曇)	クリアー防曇	備考
					キリコ	カラット	金(防曇)	フチ黒(防曇)	クリアー防曇	
バイオ キラリス 15-55 B	147×147×55	バイオPET	25	200	P RTP012	P RTP013				
バイオカップ キューブ 15-TC	147×147×11	バイオPET	50	600			PABK323	PABK324	PABK320	内嵌合蓋
バイオカップ キューブ 15-TCN	147×147×11	バイオPET	50	600					PABK330	内嵌合蓋

※バイオマス素材の配合率は約3%です。

<https://www.risupack.co.jp>
リスパック株式会社
 営業本部 〒484-0894 愛知県犬山市羽黒宮浦1番地
 TEL(0568)67-5513(代) FAX(0568)67-7721

札幌営業所 TEL(011)864-8394(代)
 仙台支店 TEL(022)223-3113(代)
 東京本社 TEL(03)6702-0190(代)
 大宮営業所 TEL(048)650-3786(代)

西東京営業部 TEL(042)724-1580(代)
 名古屋支店 TEL(052)732-1411(代)
 金沢営業所 TEL(076)237-5480(代)
 静岡営業所 TEL(054)205-3231(代)

大阪支店 TEL(06)6445-7722(代)
 中四国支店 TEL(086)212-1611(代)
 福岡支店 TEL(092)431-8032(代)

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。※本仕様は予告なく変更する場合があります。 0002602①SN