

NEW

新製品速報

バイオ ハクリア

ハクリア：薄（ハク）＋クリア（透明感と視認性）

特許出願中

意匠出願中



カンタン 嵌合®
【特許出願中】

バイオ ハクリア 19-37B

サイズ：192×192×37
フ タ：バイオ ハクリア 19-OCA
〈バンバンジーサラダ 約200g〉

バイオ ハクリア 16-37B

サイズ：157×157×37
フ タ：バイオ ハクリア 16-OCA
〈イタリアンサラダ 約100g〉

バイオ ハクリア 13-42B

サイズ：125×125×42
フ タ：バイオ ハクリア 13-OC
〈カットパイナップル 約190g〉

量目調整対応の
ドレッシングカップも登場！



バイオカップ 50BL-D 1P50

リスパックのサラダ・フルーツ容器
史上最薄で新時代、始まる

Point

1

リスパックのサラダ・フルーツ容器史上最薄!

リデュース&バイオで環境対応




No.1



リスパックのサラダ・フルーツ容器
リデュースタイプランキング

重量比較表(単位:g)



最薄!!
3位と比較し
**約28%
DOWN**

バイオ ハクリア 16-37B

サイズ: 157×157×37 フタ: バイオ ハクリア 16-0CA
(イタリアンサラダ 約100g)



Point

2

食材の存在感高まる 広々天面



嵌合部

スリムな口元&
広々天面で
中身をしっかりと
魅せる

作業負担も
軽減

Point

3

カンタン嵌合搭載! カンタン嵌合® 軽い力で嵌合しやすい



軽い力で蓋が嵌めやすい



広い天面でラベルが貼りやすい
方向性なく4辺どこでも貼れる



バイオカップ

60BL 1P50より小さい 50BL-D 1P50登場!

(66パイ)

(59パイ)

例えば ハクリア 15-37B▶ハクリア 14-37Bにサイズダウンした場合...

Before



バイオカップ 60BL 1P50

サラダの
量目調整はしたけど
ドレッシングカップが
目立ちすぎてしまう



お好みの量を
選べる!



約 26ml



約 40ml



約 56ml

New

バイオカップ 50BL-D 1P50 バイオカップ 60BL 浅 1P50 バイオカップ 60BL 1P50

After



New バイオカップ 50BL-D 1P50

サラダの
量目調整に合わせて
ドレッシングカップも
調整!



品名	サイズ	材質	容量	首下容量	袋入数	ケース入数			備考
							クリアー	クリアー防曇	
バイオカップ 50BL-D 1P50	59パイ×31	バイオPET	46cc	26cc	50	3,000	PBPM041		
バイオカップ 50TCL 1P50	59パイ×7	バイオPET			50	3,000		PBPM045	外嵌合蓋

サラダにおすすめ

浅本体(37Bタイプ)+低蓋(OCA)

広々天面で食材がしっかり見える!

バイオ ハクリア 18-37B

サイズ: 182×182×37

フタ: バイオ ハクリア 18-OCA

〈チョレギサラダ 約150g〉



バイオ ハクリア 16-37B

サイズ: 157×157×37

フタ: バイオ ハクリア 16-OCA

〈イタリアンサラダ 約100g〉



バイオ ハクリア 15-37B

サイズ: 145×145×37

フタ: バイオ ハクリア 15-OCA

〈和サラダ 約100g〉



バイオ ハクリア 19-37B

サイズ: 192×192×37

フタ: バイオ ハクリア 19-OCA

〈パンパンジーサラダ 約200g〉



バイオ ハクリア 13-42B

サイズ: 125×125×42

フタ: バイオ ハクリア 13-OC

〈カットパイナップル 約190g〉

バイオ ハクリア 17-42B 黒

サイズ: 172×172×42

フタ: バイオ ハクリア 17-OC

〈カットスイカ 約400g〉



カットフルーツにおすすめ

深本体(42Bタイプ)+高蓋(OC)

柄見本



バイオ ハクリア 16-37B

サイズ: 157×157×37
フ タ: バイオ ハクリア 16-OCA
(イタリアンサラダ 約100g)

クリアー防曇




黒

バイオ ハクリア 17-42B
黒

サイズ: 172×172×42
フ タ: バイオ ハクリア 17-OC
(カットスイカ 約400g)

形状見本

細かい量目調整に対応したサイズラインアップ



品 名	サイズ	材 質	袋 入 数	ケ ー ス 入 数			備 考
					黒	クリアー防曇	
バイオ ハクリア 13-37B	125×125×37	バイオPET	50	1,200	PBPP121	PBPP120	
バイオ ハクリア 13-42B	125×125×42	バイオPET	50	1,200	PBPP131	PBPP130	
バイオ ハクリア 13-OCA	125×125×14	バイオPET	50	1,200		PBPP157	内嵌合蓋
バイオ ハクリア 13-OC	125×125×20	バイオPET	50	1,200		PBPP158	内嵌合蓋
バイオ ハクリア 14-37B	134×134×37	バイオPET	50	1,200	PBPP171	PBPP170	
バイオ ハクリア 14-OCA	134×134×14	バイオPET	50	1,200		PBPP207	内嵌合蓋
バイオ ハクリア 15-37B	145×145×37	バイオPET	50	900	PBPP221	PBPP220	
バイオ ハクリア 15-42B	145×145×42	バイオPET	50	900	PBPP231	PBPP230	
バイオ ハクリア 15-OCA	145×145×14	バイオPET	50	900		PBPP257	内嵌合蓋
バイオ ハクリア 15-OC	145×145×20	バイオPET	50	900		PBPP258	内嵌合蓋
バイオ ハクリア 16-37B	157×157×37	バイオPET	50	600	PBPP271	PBPP270	
バイオ ハクリア 16-OCA	157×157×14	バイオPET	50	600		PBPP307	内嵌合蓋
バイオ ハクリア 17-37B	172×172×37	バイオPET	50	600	PBPP321	PBPP320	
バイオ ハクリア 17-42B	172×172×42	バイオPET	50	600	PBPP331	PBPP330	
バイオ ハクリア 17-OCA	172×172×14	バイオPET	50	600		PBPP357	内嵌合蓋
バイオ ハクリア 17-OC	172×172×20	バイオPET	50	600		PBPP358	内嵌合蓋
バイオ ハクリア 18-37B	182×182×37	バイオPET	50	600	PBPP371	PBPP370	
バイオ ハクリア 18-OCA	182×182×14	バイオPET	50	600		PBPP407	内嵌合蓋
バイオ ハクリア 19-37B	192×192×37	バイオPET	50	600	PBPP421	PBPP420	
バイオ ハクリア 19-OCA	192×192×14	バイオPET	50	600		PBPP457	内嵌合蓋