

NEW

新製品速報

バイオ ホットリデュース

特許登録済

意匠登録済



新型



バイオマス
使用部位: 容器本体
No.190273



本体



蓋

かぼちゃ煮
に



バイオ ホットリデュース 260BF
K-さな青

サイズ: 150×108×22
フタ: バイオ ホットリデュース 260-OC
(かぼちゃ煮 約140g)

ゴロゴロとした具材もピッタリ収まる
深型 新登場!



浅型・Bタイプ



NEW 深型・BFタイプ

だし巻き
玉子に



バイオ ホットリデュース 260BF
K-とう緑

サイズ: 150×108×22
フタ: バイオ ホットリデュース 260-OC
(だし巻き玉子 約150g)

ごった煮
に



バイオ ホットリデュース 300BF
K-ふく桃

サイズ: 180×108×22
フタ: バイオ ホットリデュース 300-OC
(季節の煮物 約160g)

Point



さらに! 多彩な惣菜に合う新型が登場!

個食需要に対応する
少量目サイズ



バイオ ホットリデュース 210B
K-さな青

サイズ: 118×98×17
フタ: バイオ リデュース 210-OC
(五目ひじき煮 約70g)



※表示のグラム数は切り干し大根を詰めた場合の容量の目安です。

少量多品目需要に
対応する
3仕切りサイズ



バイオ ホットリデュース 350BF 3S K-黒

サイズ: 180×147×22
フタ: バイオ ホットリデュース 350-OC
(中華惣菜3点盛り 約240g)

※本体はバイオマス度10%、蓋のバイオマス素材の配合率は約3%です。

Point

ロボットにも優しい機能でアウトパックでも安心



ブロッキング抑制機能



ブロッキング抑制リブ・ボッチを追加

※ブロッキング…スタック中に容器が重なること

ペロ変形抑制機能



リブ追加で反りを抑制し、切り離ししやすい

●形状見本

※表示のグラム数は
切り干し大根を
詰めた場合の
容量の目安です。

品名	サイズ	材質	袋 入数	ケース 入数	K-黒	K-ふく桃	K-ふく黄	K-さな青	K-とう緑	クリアー防曇	備考
バイオ ホットリデュース 200B	108×108×17	バイオPPF	50	2,000	RHRD030	RHRD031	RHRD032	RHRD033	RHRD034		
NEW バイオ ホットリデュース 200BF	108×108×22	バイオPPF	50	2,000	RHRD035	RHRD036	RHRD037	RHRD038	RHRD039		
バイオ ホットリデュース 200-OC	108×108×21	バイオOPS	50	2,000						RHRD045	内外嵌合蓋
NEW バイオ ホットリデュース 210B	118×98×17	バイオPPF	50	2,000	RHRD050	RHRD051	RHRD052	RHRD053	RHRD054		
バイオ リデュース 210-OC	118×98×21	バイオPET	50	2,000						PBDA072	内外嵌合蓋
NEW バイオ ホットリデュース 220B	121×108×17	バイオPPF	50	1,600	RHRD060	RHRD061	RHRD062	RHRD063	RHRD064		
バイオ リデュース 220-OC	121×108×21	バイオPET	50	1,600						PBDA752	内外嵌合蓋
バイオ ホットリデュース 230B	130×108×16	バイオPPF	50	1,600	RHRD090	RHRD091	RHRD092	RHRD093	RHRD094		
NEW バイオ ホットリデュース 230BF	130×108×22	バイオPPF	50	1,600	RHRD095	RHRD096	RHRD097	RHRD098	RHRD099		
バイオ ホットリデュース 230-OC	130×108×21	バイオOPS	50	1,600						RHRD105	内外嵌合蓋
NEW バイオ ホットリデュース 240B	140×108×17	バイオPPF	50	1,600	RHRD120	RHRD121	RHRD122	RHRD123	RHRD124		
NEW バイオ ホットリデュース 240BF	140×108×22	バイオPPF	50	1,600	RHRD125	RHRD126	RHRD127	RHRD128	RHRD129		
バイオ リデュース 240-OCA	140×108×16	バイオPET	50	1,600						PBDA841	内外嵌合蓋
バイオ リデュース 240-OC	140×108×21	バイオPET	50	1,600						PBDA842	内外嵌合蓋
バイオ ホットリデュース 255B	146×108×16	バイオPPF	50	1,600	RHRD150	RHRD151	RHRD152	RHRD153	RHRD154		
バイオ ホットリデュース 255-OC	146×108×21	バイオOPS	50	1,600						RHRD165	内外嵌合蓋
NEW バイオ ホットリデュース 260B	150×108×17	バイオPPF	50	1,600	RHRD180	RHRD181	RHRD182	RHRD183	RHRD184		
NEW バイオ ホットリデュース 260BF	150×108×22	バイオPPF	50	1,600	RHRD185	RHRD186	RHRD187	RHRD188	RHRD189		
バイオ ホットリデュース 260-OC	150×108×21	バイオOPS	50	1,600						RHRD195	内外嵌合蓋
バイオ ホットリデュース 275B	161×108×17	バイオPPF	50	1,200	RHRD210	RHRD211	RHRD212	RHRD213	RHRD214		
バイオ ホットリデュース 275-OC	161×108×21	バイオOPS	50	1,200						RHRD225	内外嵌合蓋
バイオ ホットリデュース 280B	166×108×16	バイオPPF	50	1,200	RHRD240	RHRD241	RHRD242	RHRD243	RHRD244		
バイオ ホットリデュース 280-OC	166×108×21	バイオOPS	50	1,200						RHRD255	内外嵌合蓋
バイオ ホットリデュース 295B	175×108×16	バイオPPF	50	1,200	RHRD270	RHRD271	RHRD272	RHRD273	RHRD274		
バイオ ホットリデュース 295-OC	175×108×21	バイオOPS	50	1,200						RHRD285	内外嵌合蓋
NEW バイオ ホットリデュース 300B	180×108×17	バイオPPF	50	1,200	RHRD300	RHRD301	RHRD302	RHRD303	RHRD304		
NEW バイオ ホットリデュース 300BF	180×108×22	バイオPPF	50	1,200	RHRD305	RHRD306	RHRD307	RHRD308	RHRD309		
バイオ ホットリデュース 300-OC	180×108×21	バイオOPS	50	1,200						RHRD315	内外嵌合蓋
バイオ ホットリデュース 325B	175×126×16	バイオPPF	50	900	RHRD330	RHRD331	RHRD332	RHRD333	RHRD334		
バイオ ホットリデュース 325-OC	175×126×21	バイオOPS	50	900						RHRD345	内外嵌合蓋
バイオ ホットリデュース 330B	180×126×16	バイオPPF	50	900	RHRD360	RHRD361	RHRD362	RHRD363	RHRD364		
バイオ ホットリデュース 330-OC	180×126×21	バイオOPS	50	900						RHRD375	内外嵌合蓋
NEW バイオ ホットリデュース 350BF	180×147×22	バイオPPF	50	900	RHRD400	RHRD401	RHRD402	RHRD403	RHRD404		
NEW バイオ ホットリデュース 350BF 3S	180×147×22	バイオPPF	50	900	RHRD405	RHRD406	RHRD407	RHRD408	RHRD409		
NEW バイオ ホットリデュース 350-OC	180×147×21	バイオOPS	50	900						RHRD425	内外嵌合蓋