

NEW

新製品速報

バイオ

特許出願中

意匠出願中

タッチパック



天面を押すだけ簡単！ワンタッチ嵌合で作業性UP×価値UP

バイオ タッチパック 23-14 (95)

サイズ: 232×136×52/41
中皿: タッチパック 23-14 中皿 こんじき
(りんご(L玉)2個 約710g)

バイオ タッチパック 17-12 (60)

サイズ: 174×120×40/20
(輸入ぶどうミックス 約260g)

バイオ タッチパック 10-10 (60)

サイズ: 105×105×40/20
(ミニトマト 約130g)

※バイオマス素材の配合率は約3%です。



新機能

ワンタッチ嵌合

バチンツとカikan!
クセになる嵌め感



Point

簡単に蓋嵌め&リキャップできる ワンタッチ嵌合



タッチパックで解決

ワンタッチでバチンッと嵌まる！
蓋嵌め作業も劇的に改善！

ワンタッチ嵌合

【世界36箇国】【商標登録済】

従来品

指で挟んで
嵌合するのが大変




ボタン嵌合は硬いので蓋嵌めしにくい

従来品

中身の鮮度確認をしたいが
潰れてリキャップできない



繰り返し指で挟んで
嵌合すると…



嵌合部が潰れる原因に…

タッチパック

天面押しで
簡単に嵌合できる!!



バチンッと音が鳴り、
蓋の嵌め忘れも抑制できる

タッチパック

潰れにくいから
中身の鮮度確認ができて
安心!!



嵌合部を押さずに
蓋嵌めできるので…



嵌合部が潰れず繰り返しリキャップ
できる


Point

保護しながら青果物をより鮮やかに魅せる 色付きの中皿 ※中皿は23-14サイズのみ

従来 フルーツキャップ

新商品 タッチパック中皿

柄は黒とこんじきの2柄



黒



こんじき

中皿をセットするだけで
見栄えを高めて売場の差別化が可能

こんじきはフルーツキャップでは
再現出来ない柄でさらに価値向上!!

※みかんなど柑橘系は含有するテルペン油によって変質・
脆くなることがありますので入れないでください。

Point


細かく調整しやすいサイズラインアップ

ミニトマト容器の
お困りごと


入れたい量に合わない…
サイズが小さいと
スカスカ…



ミニトマトのサイズによって
容器を変える必要が…



細かく調整しやすいサイズ展開で
ミニトマトサイズの変動にも対応可能!




100~130g

10-10(60)




170~200g

15-12(50)



200~260g

16-12(55)



260~320g

17-12(60)

※表示のグラム数はミニトマトを詰めた場合の容量の目安です。



マッシュルームにも



スナップエンドウにも

バイオ タッチパック 10-10 (60)

サイズ: 105×105×40/20
〈ミニトマト 約130g〉



バイオ タッチパック 15-12 (50)

サイズ: 145×120×30/20
〈アメリカンチェリー 約200g〉



バイオ タッチパック 16-12 (55)

サイズ: 160×120×35/20
〈輸入ぶどう(紫) 約220g〉



芽キャベツにも



バイオ タッチパック 17-12 (60)

サイズ: 174×120×40/20
〈輸入ぶどうミックス 約260g〉



バイオ タッチパック 21-13 (85)

サイズ: 212×127×49/36
〈M玉桃2個 約510g〉



バイオ タッチパック 23-14 (95)

サイズ: 232×136×52/41
中 皿: タッチパック 23-14 中皿 こんじき
りんご(L玉)2個 約710g



中皿の黒使用で
梨にも







容量対応表

	 ミニトマト を入れた場合 サイズ(ツブ) 直径30mm 重さ(ツブ) 15g	 チェリー を入れた場合 サイズ(ツブ) 直径30mm 重さ(ツブ) 15g	 輸入ぶどう を入れた場合 サイズ(ツブ) 25×15mm 重さ(ツブ) 15g
10-10(60)	 100~130g	 90~120g	
15-12(50)	 170~200g	 170~200g	
16-12(55)	 200~260g	 200~260g	 200~220g
17-12(60)	 260~320g	 260~320g	 240~260g
21-13(85)			 400~450g
23-14(95)			 550~650g


※g数は参考値です。

コンテナ効率

RS-MM38S
(有効内寸:566×364×185)

10-10(60) (105×105×60)  15個×2段= 30個	17-12(60) (174×120×60)  9個×2段= 18個
15-12(50) (144×120×50)  11個×3段= 33個	21-13(85) (212×127×85)  6個×2段= 12個
16-12(55) (160×120×55)  9個×3段= 27個	23-14(95) (232×136×95)  6個×1段= 6個

形状見本



品名	サイズ	材質	袋 入数	ケース 入数	クリアー防曇	黒	こんじき	備考
バイオ タッチバック 10-10(60)	105×105×40/20	バイオPET	50	600	PBTP020			ボタン式
バイオ タッチバック 15-12(50)	145×120×30/20	バイオPET	50	600	PBTP420			ボタン式
バイオ タッチバック 16-12(55)	160×120×35/20	バイオPET	50	600	PBTP460			ボタン式
バイオ タッチバック 17-12(60)	174×120×40/20	バイオPET	50	600	PBTP500			ボタン式
バイオ タッチバック 21-13(85)	212×127×49/36	バイオPET	50	400	PBTP670			ボタン式
バイオ タッチバック 23-14(95)	232×136×52/41	バイオPET	50	200	PBTP790			ボタン式
タッチバック 23-14 中皿	219×118×46	PSP	50	400		PBTP810	PBTP811	

サイズの見方 例) バイオタッチバック 10-10(60) 105×105×40/20

フタの高さ ↑ ↓ 本体の高さ

 **リスパック株式会社**

営業本部

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒宮浦1番地
TEL(0568)67-5513(代) FAX(0568)67-7721

札幌営業所 TEL(011)864-8394(代)
仙台支店 TEL(022)223-3113(代)
東京本社 TEL(03)6702-0190(代)
大宮営業部 TEL(048)650-3786(代)

西東京営業部 TEL(042)724-1580(代)
名古屋支店 TEL(052)732-1411(代)
金沢営業所 TEL(076)237-5480(代)
静岡営業所 TEL(054)205-3231(代)

大阪支店 TEL(06)6445-7722(代)
中四国支店 TEL(086)212-1611(代)
福岡支店 TEL(092)431-8032(代)

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。※本仕様は予告なく変更する場合があります。 0002508①SN