

NEW

新製品速報

バイオ

タッチパック 新型

特許出願中

意匠登録済



ワンタッチ嵌合

中玉 バイオ タッチパック 16-16(65)

サイズ: 165×162×28/37
(中玉トマト4個 約540g)

中玉

小粒 中玉 大玉

サイズが
新登場!!

小粒は16-12サイズにも

小粒

バイオ タッチパック L16-12(59)

サイズ: 160×120×45/14
(ぶどう 約250g)

小粒

バイオ タッチパック L15-12(52)

サイズ: 156×115×38/14
(ミニトマト 約250g)

大玉

バイオ タッチパック 14-14(100)

サイズ: 142×140×55/45
(梨 約640g)

Point

簡単に蓋嵌め&リキャップできる
ワンタッチ嵌合



ワンタッチでパチンッと嵌まる!
蓋嵌め作業も劇的に改善!

ワンタッチ嵌合

タッチパックで解決

従来品

指で挟んで
嵌合するのが大変




ボタン嵌合は硬いので蓋嵌めにくい

従来品

中身の鮮度確認をしたいが
潰れてリキャップできない



繰り返し指で挟んで
嵌合すると...



嵌合部が潰れる原因に...

タッチパック

天面押して
簡単に嵌合できる!!



パチンッと音が鳴り、
蓋の嵌め忘れも抑制できる

タッチパック

潰れにくいから
中身の鮮度確認ができて
安心!!



嵌合部を押さずに
蓋嵌めできるので...




嵌合部が潰れず繰り返しリキャップ
できる

Point


細かく調整しやすいサイズラインアップ

ミニトマト容器のお困りごと

入れたい量に合わない…
サイズが小さいと
スカスカ…



細かく調整しやすいサイズ展開で
ミニトマトサイズの変動にも対応可能!



※表示のグラム数はミニトマトを詰めた場合の容量の目安です。



ミニトマトのサイズによって
容器を変える必要が…

容量対応表

※g数は参考値です。

	NEW 10-10(60)	NEW 14-14(100)	NEW 15-12(50)	NEW L15-12(52)	NEW 16-12(55)	NEW L16-12(59)	NEW 16-16(65)	17-12(60)	21-13(85)	23-14(95)
ミニトマトを入れた場合 サイズ(ツブ) 直径30mm 重さ(ツブ) 15g	100~130g		170~200g	200~250g	200~260g	240~290g	440~500g	260~320g		
チェリーを入れた場合 サイズ(ツブ) 直径30mm 重さ(ツブ) 15g	90~120g		170~200g	200~250g	200~260g	240~290g	440~500g	260~320g		
輸入ぶどうを入れた場合 サイズ(ツブ) 25×15mm 重さ(ツブ) 15g				180~220g	200~220g	210~250g	320~400g	240~260g	400~450g	550~650g
玉もの青果を入れた場合		りんご・梨・桃 1個 					中玉トマト 4個 			りんご・梨・桃 2個

Point


保護しながら青果物をより鮮やかに魅せる 色付きの中皿

※中皿は23-14サイズのみ

従来 フルーツキャップ



新商品 タッチパック中皿



中皿をセット
するだけで
見栄えを高めて
売場の差別化が
可能

柄は黒とこんじきの2柄

こんじきはフルーツキャップでは
再現出来ない柄でさらに価値向上!!



黒



こんじき

※みかんなど柑橘系は含有するテルペン油によって変質・脆くなる場合がありますので入れないでください。

新型



バイオ タッチパック L15-12 (52)

NEW

サイズ: 156×115×38/14
(ミニトマト 約200g)



バイオ タッチパック L16-12 (59)

NEW

サイズ: 160×120×45/14
(ぶどう 約250g)



バイオ タッチパック 16-16 (65)

NEW

サイズ: 165×162×28/37
(中玉トマト4個 約540g)



バイオ タッチパック 14-14 (100)

NEW

サイズ: 142×140×55/45
(梨 約640g)



バイオ タッチパック 15-12 (50)

サイズ: 145×120×30/20
(アメリカンチェリー 約200g)



バイオ タッチパック 10-10 (60)

サイズ: 105×105×40/20
(ミニトマト 約130g)



バイオ タッチパック 17-12 (60)

サイズ: 174×120×40/20
(輸入ぶどうミックス 約260g)



バイオ タッチパック 16-12 (55)

サイズ: 160×120×35/20
(輸入ぶどう(紫) 約220g)



バイオ タッチパック 21-13 (85)

サイズ: 212×127×49/36
(M玉桃2個 約510g)




バイオ タッチパック 23-14 (95)


サイズ: 232×136×52/41
中皿: タッチパック 23-14 中皿 こんじき
(りんご(L玉)2個 約710g)

コンテナ効率


RS-MM38S
(有効内寸:566×364×185)




15個×2段=30個




9個×3段=27個




6個×2段=12個




6個×1段=6個




8個×1段=8個




9個×3段=27個




9個×2段=18個



11個×3段=33個




9個×3段=27個



6個×2段=12個

●形状見本



品名	サイズ	材質	袋 入数	ケース 入数	色			備考
					クリアー防曇	黒	こんじき	
バイオタッチパック 10-10(60)	105×105×40/20	バイオPET	50	600	PBTP020			ボタン式
NEW バイオタッチパック 14-14(100)	142×140×55/45	バイオPET	50	600	PBTP280			ボタン式
バイオタッチパック 15-12(50)	145×120×30/20	バイオPET	50	600	PBTP420			ボタン式
NEW バイオタッチパック L15-12(52)	156×115×38/14	バイオPET	50	600	PBTP430			ボタン式
バイオタッチパック 16-12(55)	160×120×35/20	バイオPET	50	600	PBTP460			ボタン式
NEW バイオタッチパック L16-12(59)	160×120×45/14	バイオPET	50	600	PBTP470			ボタン式
NEW バイオタッチパック 16-16(65)	165×162×28/37	バイオPET	50	600	PBTP490			ボタン式
バイオタッチパック 17-12(60)	174×120×40/20	バイオPET	50	600	PBTP500			ボタン式
バイオタッチパック 21-13(85)	212×127×49/36	バイオPET	50	400	PBTP670			ボタン式
バイオタッチパック 23-14(95)	232×136×52/41	バイオPET	50	200	PBTP790			ボタン式
タッチパック 23-14 中皿	219×118×46	PSP	50	400		PBTP810	PBTP811	

サイズの見方 例) バイオタッチパック 10-10(60) 105×105×40/20
 フタの高さ ↑ ↓ 本体の高さ

<https://www.risupack.co.jp>
リスパック株式会社

営業本部

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒宮浦1番地
 TEL(0568)67-5513(代) FAX(0568)67-7721

札幌営業所 TEL(011)864-8394(代)
 仙台支店 TEL(022)223-3113(代)
 東京本社 TEL(03)6702-0190(代)
 大宮営業部 TEL(048)650-3786(代)

西東京営業部 TEL(042)724-1580(代)
 名古屋支店 TEL(052)732-1411(代)
 金沢営業所 TEL(076)237-5480(代)
 静岡営業所 TEL(054)205-3231(代)

大阪支店 TEL(06)6445-7722(代)
 中四国支店 TEL(086)212-1611(代)
 福岡支店 TEL(092)431-8032(代)

※印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。※本仕様は予告なく変更する場合があります。 0002602 ©SN